

Aiguilles et seringues conventionnelles TERUMO®



Un meilleur affilage et plus de douceur à tout coup

- Aiguilles ultra-affilées
- Corps transparents
- Graduation précise en gras
- Mouvement fluide du piston
- Emballages-coques inviolables


Lorsque le confort, le rendement et la rentabilité sont importants, choisissez Terumo. Nos aiguilles à paroi mince sont biseautées et affilées avec précision pour permettre une pénétration en douceur et réduire l'inconfort des patients. Le corps transparent de la seringue à graduation en gras permet de vérifier le dosage rapidement et avec précision. La butée de piston intégrée aide à empêcher le piston de sortir accidentellement de la seringue. Et nos emballages-coques inviolables réduisent au minimum l'élimination des déchets.

Terumo® Standard Aiguilles hypodermiques

Emballage : 100 par boîte, 10 boîtes par carton (1 000)

Code de produit	Description
■ NN1825R	18G x 1 po
■ NN1838R	18G x 1 ½ po
■ NN1925R	19G x 1 po
■ NN1938R	19G x 1 ½ po
■ NN2025R	20G x 1 po
■ NN2038R	20G x 1 ½ po
■ NN2125R	21G x 1 po
■ NN2138R	21G x 1 ½ po
■ NN2225R	22G x 1 po
■ NN2238R	22G x 1 ½ po
■ NN2325R	23G x 1 po
■ NN2338R	23G x 1 ½ po
■ NN2516R	25G x 5/8 po
■ NN2525R	25G x 1 po
■ NN2538R	25G x 1 ½ po
■ NN2613R	26G x ½ po
■ NN2713R	27G x ½ po
■ NN2732R	27G x 1 ¼ po
■ NN3013R	30G x ½ po
■ NN3025R	30G x 1 po

Tous les produits concurrents



* Lors d'essais en laboratoire indépendants, les aiguilles de Terumo se sont révélées, en moyenne, les plus affilées parmi les marques testées :

10 % plus affilées que la marque BD (22G à 30G)

16 % plus affilées que la marque Covidien (22G à 27G)

Communiquez avec votre représentant Terumo au
1-800-888-3786

ou visitez le www.terumocanada.ca/fr_ca
afin de trouver un représentant local.

Quand vous pensez
hypodermique...

Pensez affilé. Pensez Terumo.



* Données internes, Terumo Medical Products, avril 2016.

Ces produits ne contiennent aucune composante en latex de caoutchouc naturel.

Aiguilles et seringues conventionnelles Terumo®


Seringues à tuberculine 1 ml

Graduation : 0,01 ml (1 ml au total)

Les seringues à tuberculine de TERUMO ont une graduation en gras et claire qui assure un dosage contrôlé et précis. L'emballage inviolable garantit une protection accrue du contenu stérile.
Emballage : 100 par boîte, 10 boîtes par carton (1 000)

Code de produit Description

SS-01T	Seringue à tuberculine à extrémité Luer Slip 1 ml sans aiguille
SS-01T2516	Seringue à tuberculine 1 ml avec aiguille amovible 25G x 5/8 po
SS-01T2609	Seringue à tuberculine 1 ml avec aiguille amovible 26G x 3/8 po
SS-01T2713	Seringue à tuberculine 1 ml avec aiguille amovible 27G x 1/2 po



Extrémité cathéter



Extrémité Luer Lock



Extrémité Luer excentrique



Extrémité Luer Slip

Seringues 3 ml avec aiguille

Type : Extrémité Luer Lock

Graduation : 0,1 ml (3 ml au total)

Emballage : 100 par boîte, 10 boîtes par carton (1 000)

Code de produit Description

SS-03L2025	3 ml, 20G x 1 po
SS-03L2038	3 ml, 20G x 1 1/2 po
SS-03L2125	3 ml, 21G x 1 po
SS-03L2138	3 ml, 21G x 1 1/2 po
SS-03L2225	3 ml, 22G x 1 po
SS-03L2238	3 ml, 22G x 1 1/2 po
SS-03L2325	3 ml, 23G x 1 po
SS-03L2338	3 ml, 23G x 1 1/2 po
SS-03L2516	3 ml, 25G x 5/8 po
SS-03L2525	3 ml, 25G x 1 po

Seringues 5 ml avec aiguille

Type : Extrémité Luer Lock

Graduation : 0,2 ml (6 ml au total)

Emballage : 100 par boîte, 6 boîtes par carton (600)

Code de produit Description

SS-05L2025	5 ml, 20G x 1 po
SS-05L2038	5 ml, 20G x 1 1/2 po
SS-05L2125	5 ml, 21G x 1 po
SS-05L2138	5 ml, 21G x 1 1/2 po
SS-05L2225	5 ml, 22G x 1 po
SS-05L2238	5 ml, 22G x 1 1/2 po

Seringues 10 ml avec aiguille

Type : Extrémité Luer Lock

Graduation : 0,2 ml (12 ml au total)

Emballage : 100 par boîte, 6 boîtes par carton (600)

Code de produit Description

SS-10L2025	10 ml, 20G x 1 po
SS-10L2038	10 ml, 20G x 1 1/2 po
SS-10L2125	10 ml, 21G x 1 po
SS-10L2138	10 ml, 21G x 1 1/2 po

Seringues 3 ml sans aiguille

Graduation : 0,1 ml (3 ml au total)

Emballage : 100 par boîte, 10 boîtes par carton (1 000)

Code de produit Description

SS-03L	3 ml à extrémité Luer Lock
SS-03S	3 ml à extrémité Luer Slip

Seringues 5 ml sans aiguille

Graduation : 0,2 ml (6 ml au total)

Emballage : 100 par boîte, 6 boîtes par carton (600)

Code de produit Description

SS-05L	5 ml à extrémité Luer Lock
SS-05S	5 ml à extrémité Luer Slip

Seringues 10 ml sans aiguille

Graduation : 0,2 ml (12 ml au total)

Emballage : 100 par boîte, 6 boîtes par carton (600)

Code de produit Description

SS-10L	10 ml à extrémité Luer Lock
SS-10S	10 ml à extrémité Luer Slip
SS-10ES	10 ml à extrémité Luer excentrique

Seringues 20 ml sans aiguille

Graduation : 1,0 ml (25 ml au total)

Emballage : 50 par boîte, 4 boîtes par carton (200)

Code de produit Description

SS-20L2	20 ml à extrémité Luer Lock
SS-20S2	20 ml à extrémité Luer Slip
SS-20ES2	20 ml à extrémité Luer excentrique

Seringues 30 ml sans aiguille

Graduation : 1,0 ml (35 ml au total)

Emballage : 25 par boîte, 8 boîtes par carton (200)

Code de produit Description

SS-30L	30 ml à extrémité Luer Lock
SS-30S	30 ml à extrémité Luer Slip
SS-30ES	30 ml à extrémité Luer excentrique

Seringues 60 ml sans aiguille

Graduation : 1,0 ml (60 ml au total)

Emballage : 25 par boîte, 4 boîtes par carton (100)

Code de produit Description

SS-60L	60 ml à extrémité Luer Lock
SS-60ES	60 ml à extrémité Luer excentrique
SS-60C	60 ml à extrémité cathéter

terumocanada.ca/fr_ca

Ces produits ne contiennent aucune composante en latex de caoutchouc naturel.

RX SEULEMENT. Ce message s'adresse uniquement aux médecins, et non aux consommateurs. Consultez les étiquettes de produits et les notices à l'intérieur des emballages pour l'information complète sur les mises en garde, les précautions et les complications potentielles ainsi que pour les modes d'emploi. Les produits pourraient ne pas faire l'objet d'une approbation réglementaire dans tous les pays. Si vous avez des questions au sujet de la disponibilité des produits dans votre région, veuillez communiquer avec votre représentant local.

TERUMO et TERUMO sont des marques de commerce appartenant à Terumo Corporation, Tokyo, Japon.
SurSaver est une marque déposée appartenant à Terumo Medical Corporation, Elkton, MD, É.-U. PM-03444

