

TERUMO

Catalogue de produits (Canada)

Aiguilles conventionnelles · Cathéters intraveineux · Ensembles de prélèvement sanguin · Produits de sécurité · Ensembles de perfusion à ailettes



Table des matières

Produits hypodermiques

Aiguille de sécurité hypodermique SurGuard®3	3-4
Aiguilles hypodermiques standards Terumo	5
Seringues à tuberculine Terumo	6
Seringues hypodermiques avec aiguille Terumo	6
Seringues hypodermiques sans aiguille Terumo	6
Plateaux pour pharmacies Terumo	7

Ensembles de prélèvement sanguin

Ensembles de prélèvement sanguin sécurisé Surshield®	8
Raccord Luer à échantillons multiples	8

Ensembles d'aiguille de perfusion à ailettes



Ensembles de perfusion sécurisée à ailettes Surshield®	9
Ensembles de perfusion à ailettes SURFLO®	9

Cathéters intraveineux

Cathéters intraveineux en ETFE SURFLO®	10
Cathéters intraveineux en polyuréthane SurFlash®	10

Foire aux questions et soutien technique

11



Trois modes d'activation au choix.



Grâce aux trois façons de l'activer et à une plus grande variété de calibres offerts que la majorité des autres marques, l'aiguille de sécurité SurGuard®3 est la plus polyvalente de l'industrie. À cela s'ajoutent des prises distinctes pour le pouce et le doigt, des aiguilles plus affilées et un prix concurrentiel; il est donc facile de comprendre pourquoi SurGuard®3 est l'aiguille adaptée aux besoins de *tous* les cliniciens.

- Trois modes d'activation : avec le pouce ou l'index, ou contre une surface dure
- Prises distinctes pour le doigt et le pouce dotées de stries et de surfaces antidérapantes
- L'embase et l'aiguille se verrouillent pour assurer la sécurité après l'activation
- Grande variété de calibres offerte
- Sensation de contrôle accrue lors de l'injection
- L'aiguille la plus affilée parmi toutes les grandes marques testées*
 - 10 % plus affilée que les aiguilles comparables fabriquées par Becton, Dickinson and Company
 - Injections moins douloureuses pour les patients

En définitive : Peu importe le type d'aiguille que vous recherchez, SurGuard®3 répondra à tous vos besoins.

* **Référence :** Données internes. Terumo Medical Products, avril 2009.

Commandez l'aiguille de sécurité la plus polyvalente de l'industrie aujourd'hui!



Aiguille de sécurité hypodermique SurGuard®3

Emballage : 100 par boîte, 8 boîtes par carton (800)

N° de commande	Description
SG3-1825	Aiguille 18G x 1 po
SG3-1838	Aiguille 18G x 1 ½ po
SG3-2025	Aiguille 20G x 1 po
SG3-2038	Aiguille 20G x 1 ½ po
SG3-2051	Aiguille 20G x 2 po
SG3-2125	Aiguille 21G x 1 po
SG3-2138	Aiguille 21G x 1 ½ po
SG3-2225	Aiguille 22G x 1 po
SG3-2238	Aiguille 22G x 1 ½ po
SG3-2325	Aiguille 23G x 1 po
SG3-2338	Aiguille 23G x 1 ½ po
SG3-2516	Aiguille 25G x ⅝ po
SG3-2525	Aiguille 25G x 1 po
SG3-2538	Aiguille 25G x 1 ½ po
SG3-2713	Aiguille 27G x ½ po
SG3-3013	Aiguille 30G x ½ po

Seringues hypodermiques SurGuard®3 avec aiguille de sécurité

Emballage : 100 par boîte, 4 boîtes par carton (400)

N° de commande	Description
SG3-01T2516	Seringue 1 ml avec aiguille 25G x ⅝ po
SG3-01T2713	Seringue 1 ml avec aiguille 27G x ½ po
SG3-03L2025	Seringue 3 ml avec aiguille 20G x 1 po
SG3-03L2038	Seringue 3 ml avec aiguille 20G x 1 ½ po
SG3-03L2125	Seringue 3 ml avec aiguille 21G x 1 po
SG3-03L2138	Seringue 3 ml avec aiguille 21G x 1 ½ po
SG3-03L2225	Seringue 3 ml avec aiguille 22G x 1 po
SG3-03L2238	Seringue 3 ml avec aiguille 22G x 1 ½ po
SG3-03L2325	Seringue 3 ml avec aiguille 23G x 1 po
SG3-03L2516	Seringue 3 ml avec aiguille 25G x ⅝ po
SG3-03L2525	Seringue 3 ml avec aiguille 25G x 1 po



Vous savez ce qu'il vous faut.

Et *quelles que soient* vos préférences, vous les trouverez dans SurGuard®3!

SurGuard®3
SAFETY HYPODERMIC NEEDLE

Notre profil à double-biseautage offre une grande précision et répond à des normes de qualité rigoureuses. Ce souci des détails permet à l'aiguille Terumo de pénétrer la peau plus facilement, ce qui rend son emploi moins douloureux pour les patients.




Terumo® Standard Aiguilles hypodermiques

Emballage : 100 par boîte,
10 boîtes par carton (1 000)

Code de produit	Description
■ NN1825R	Aiguille 18G x 1 po
■ NN1838R	Aiguille 18G x 1 ½ po
■ NN1925R	Aiguille 19G x 1 po
■ NN1938R	Aiguille 19G x 1 ½ po
■ NN2025R	Aiguille 20G x 1 po
■ NN2038R	Aiguille 20G x 1 ½ po
■ NN2125R	Aiguille 21G x 1 po
■ NN2138R	Aiguille 21G x 1 ½ po
■ NN2225R	Aiguille 22G x 1 po
■ NN2238R	Aiguille 22G x 1 ½ po
■ NN2325R	Aiguille 23G x 1 po
■ NN2338R	Aiguille 23G x 1 ½ po
■ NN2516R	Aiguille 25G x ⅝ po
■ NN2525R	Aiguille 25G x 1 po
■ NN2538R	Aiguille 25G x 1 ½ po
■ NN2613R	Aiguille 26G x ½ po
■ NN2713R	Aiguille 27G x ½ po
■ NN2732R	Aiguille 27G x 1 ¼ po
■ NN3013R	Aiguille 30G x ½ po
■ NN3025R	Aiguille 30G x 1 po

Tous les produits concurrents



* Lors d'essais en laboratoire indépendants, les aiguilles de Terumo se sont révélées, en moyenne, les plus affilées parmi les marques testées :

10 % plus affilées que la marque BD (22G à 30G)
16 % plus affilées que la marque Covidien (22G à 27G)

Ces produits ne contiennent aucune composante en latex de caoutchouc naturel.

* Données internes. Terumo Medical Products, avril 2016.

Seringues conventionnelles


Seringues à tuberculine 1 ml

Graduation : 0,01 ml (1 ml au total)

Les seringues à tuberculine de TERUMO ont une graduation en gras et claire qui assure un dosage contrôlé et précis. L'emballage inviolable garantit une protection accrue du contenu stérile.

Emballage : 100 par boîte, 10 boîtes par carton (1 000)

Code de produit	Description
SS-01T	Seringue à tuberculine à extrémité Luer Slip 1 ml sans aiguille
SS-01T2516	Seringue à tuberculine 1 ml avec aiguille amovible 25G x 5/8 po
SS-01T2609	Seringue à tuberculine 1 ml avec aiguille amovible 26G x 3/8 po
SS-01T2713	Seringue à tuberculine 1 ml avec aiguille amovible 27G x 1/2 po



Seringues 3 ml avec aiguille

Type : Extrémité Luer Lock
Graduation : 0,1 ml (3 ml au total)
Emballage : 100 par boîte, 10 boîtes par carton (1 000)

Code de produit	Description
SS-03L2025	3 ml avec aiguille 20G x 1 po
SS-03L2038	3 ml avec aiguille 20G x 1 1/2 po
SS-03L2125	3 ml avec aiguille 21G x 1 po
SS-03L2138	3 ml avec aiguille 21G x 1 1/2 po
SS-03L2225	3 ml avec aiguille 22G x 1 po
SS-03L2238	3 ml avec aiguille 22G x 1 1/2 po
SS-03L2325	3 ml avec aiguille 23G x 1 po
SS-03L2338	3 ml avec aiguille 23G x 1 1/2 po
SS-03L2516	3 ml avec aiguille 25G x 5/8 po
SS-03L2525	3 ml avec aiguille 25G x 1 po

Seringues 5 ml avec aiguille

Type : Extrémité Luer Lock
Graduation : 0,2 ml (6 ml au total)
Emballage : 100 par boîte, 6 boîtes par carton (600)

Code de produit	Description
SS-05L2025	5 ml avec aiguille 20G x 1 po
SS-05L2038	5 ml avec aiguille 20G x 1 1/2 po
SS-05L2125	5 ml avec aiguille 21G x 1 po
SS-05L2138	5 ml avec aiguille 21G x 1 1/2 po
SS-05L2225	5 ml avec aiguille 22G x 1 po
SS-05L2238	5 ml avec aiguille 22G x 1 1/2 po

Seringues 10 ml avec aiguille

Type : Extrémité Luer Lock
Graduation : 0,2 ml (12 ml au total)
Emballage : 100 par boîte, 6 boîtes par carton (600)

Code de produit	Description
SS-10L2025	10 ml avec aiguille 20G x 1 po
SS-10L2038	10 ml avec aiguille 20G x 1 1/2 po
SS-10L2125	10 ml avec aiguille 21G x 1 po
SS-10L2138	10 ml avec aiguille 21G x 1 1/2 po

Seringues 3 ml sans aiguille

Graduation : 0,1 ml (3 ml au total)
Emballage : 100 par boîte, 10 boîtes par carton (1 000)

Code de produit	Description
SS-03L	Extrémité Luer Lock
SS-03S	Extrémité Luer Slip

Seringues 5 ml sans aiguille

Graduation : 0,2 ml (6 ml au total)
Emballage : 100 par boîte, 6 boîtes par carton (600)

Code de produit	Description
SS-05L	5 ml à extrémité Luer Lock
SS-05S	5 ml à extrémité Luer Slip

Seringues 10 ml sans aiguille

Graduation : 0,2 ml (12 ml au total)
Emballage : 100 par boîte, 6 boîtes par carton (600)

Code de produit	Description
SS-10L	10 ml à extrémité Luer Lock
SS-10S	10 ml à extrémité Luer Slip
SS-10ES	10 ml à extrémité Luer excentrique

Seringues 20 ml sans aiguille

Graduation : 1,0 ml (25 ml au total)
Emballage : 50 par boîte, 4 boîtes par carton (200)

Code de produit	Description
SS-20L2	20 ml à extrémité Luer Lock
SS-20S2	20 ml à extrémité Luer Slip
SS-20ES2	20 ml à extrémité Luer excentrique

Seringues 30 ml sans aiguille

Graduation : 1,0 ml (35 ml au total)
Emballage : 25 par boîte, 8 boîtes par carton (200)

Code de produit	Description
SS-30L	30 ml à extrémité Luer Lock
SS-30S	30 ml à extrémité Luer Slip
SS-30ES	30 ml à extrémité Luer excentrique

Seringues 60 ml sans aiguille

Graduation : 1,0 ml (60 ml au total)
Emballage : 25 par boîte, 4 boîtes par carton (100)

Code de produit	Description
SS-60L	60 ml à extrémité Luer Lock
SS-60ES	60 ml à extrémité Luer excentrique
SS-60C	60 ml à embout pour cathéter

Ces produits ne contiennent aucune composante en latex de caoutchouc naturel.


Plateaux pour pharmacies

Plateaux pour pharmacies Terumo®

- Les seringues Terumo sont soigneusement empilées sur un plateau pour en faciliter leur retrait.
- Une ouverture pelable pratique assure la stérilité.
- Sur chaque plateau, une estampe indique les dimensions des seringues, ce qui permet de les identifier avec précision lorsqu'ils sont empilés sur des étagères.
- La conception unique des plateaux ne nécessite aucun emballage supplémentaire, ce qui réduit les déchets et améliore leur rentabilité.



Code de produit	Description
SS10LT	Plateau pour pharmacies avec seringues de 10 ml à extrémité Luer Lock sans aiguille, Graduation : 0,2 ml (12 ml au total) Emballage : 25 seringues/plateau, 8 plateaux/carton (200)
SS20LT	Plateau pour pharmacies avec seringues de 20 ml à extrémité Luer Lock sans aiguille, Graduation : 1,0 ml (25 ml au total) Emballage : 25 seringues/plateau, 8 plateaux/carton (200)
SS30LT	Plateau pour pharmacies avec seringues de 30 ml à extrémité Luer Lock sans aiguille, Graduation : 1,0 ml (35 ml au total) Emballage : 10 seringues/plateau, 12 plateaux/carton (120)
SS60LT	Plateau pour pharmacies avec seringues de 60 ml à extrémité Luer Lock sans aiguille, Graduation : 1,0 ml (60 ml au total) Emballage : 10 seringues/plateau, 12 plateaux/carton (120)



Ensembles de prélèvement sanguin sécurisé à ailettes Surshield®

Emballage : 50 par boîte, 10 boîtes par carton (500)

Code de produit **Description**
(tube de 12 po)

MN*SVS21B30	Aiguille 21G x 3/4 po
MN*SVS23B30	Aiguille 23G x 3/4 po
MN*SVS25B30	Aiguille 25G x 3/4 po



(tube de 7 po)

MN*SVS21B18	Aiguille 21G x 3/4 po
MN*SVS23B18	Aiguille 23G x 3/4 po

Raccord Luer à échantillons multiples

Stériles et jetables, ces raccords sont compatibles avec les ensembles de perfusion à ailettes standards de manière à les transformer en ensembles de prélèvement sanguin à ailettes. Ils permettent d'effectuer de multiples prélèvements avec les tubes à vide. Compatibles avec les barillets de tube standards.



Emballage : 100 par boîte, 30 boîtes par carton (3 000)

Code de produit **Description**

XX*MN2000TE	Raccord Luer (mâle) à échantillons multiples VENOJECT®.
-------------	---


Ensembles de prélèvement sanguin

Sécurité


Les ensembles d'aiguille sécurisée à ailettes Surshield de Terumo pouvant être activés d'une main offrent une solution facile à utiliser et rentable. Appuyez sur la gaine recouvrant l'aiguille jusqu'à ce que l'aiguille y soit fermement verrouillée.

- Le mécanisme unique de verrouillage de l'aiguille contribue à réduire le risque de blessure par piqûre d'aiguille
- L'activation d'une main allie sécurité et facilité d'utilisation
- La technique d'insertion d'aiguille ne nécessite aucun changement
- Conception de sécurité intégrée simple et facile à utiliser

1. Faites basculer la gaine de sécurité vers l'aiguille. Retirez l'aiguille et appliquez une pression sur le point d'injection avec vos doigts.




2. Placez l'ailette et la gaine entre votre pouce et votre index et appuyez la gaine de sécurité sur une surface dure, comme une table de chevet, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



3. Confirmez visuellement que le mécanisme de sécurité est activé. (10/08)



Consultez les étiquettes de produits et les notices à l'intérieur des emballages pour l'information complète sur les mises en garde, les précautions et les complications potentielles ainsi que pour les modes d'emploi.



Ensembles de perfusion à ailettes sécurisés Surshield®


Emballage : 50 par boîte, 10 boîtes par carton (500)

Code de produit Description
(tube de 3 ½ po)

■ SV*S19BLS	Aiguille 19G x ¾ po
■ SV*S21BLS	Aiguille 21G x ¾ po
■ SV*S23BLS	Aiguille 23G x ¾ po
■ SV*S25BLS	Aiguille 25G x ¾ po

(tube de 12 po)

■ SV*S19BL	Aiguille 19G x ¾ po
■ SV*S21BL	Aiguille 21G x ¾ po
■ SV*S23BL	Aiguille 23G x ¾ po
■ SV*S25BL	Aiguille 25G x ¾ po



Ensembles de perfusion à ailettes SURFLO®

Code de produit Description
(tube de 3 ½ po)

Emballage : 100 par boîte, 5 boîtes par carton (500)

■ SV*19BLS	Aiguille 19G x ¾ po
■ SV*21BLS	Aiguille 21G x ¾ po
■ SV*23BLS	Aiguille 23G x ¾ po
■ SV*25BLS	Aiguille 25G x ¾ po

(tube de 8 po)

Emballage : 100 par boîte, 10 boîtes par carton (1 000)

■ SV*25EL	Aiguille 25G x ½ po
■ SV*27EL	Aiguille 27G x ½ po

(tube de 12 po)

Emballage : 50 par boîte, 10 boîtes par carton (500)

■ SV-18BLK	Aiguille 18G x ¾ po
■ SV-19BLK	Aiguille 19G x ¾ po
■ SV-21BLK	Aiguille 21G x ¾ po
■ SV-22BLK	Aiguille 22G x ¾ po
■ SV-23BLK	Aiguille 23G x ¾ po
■ SV-25BLK	Aiguille 25G x ¾ po

Cathéters intraveineux



Les cathéters intraveineux en polyuréthane de Terumo permettent la confirmation visuelle rapide et facile de leur mise en place dans la veine.

SurFlash permet la confirmation visuelle de la mise en place du cathéter grâce à une caractéristique de retour unique. Le retour apparaît entre l'aiguille nervurée spéciale et le cathéter, ce qui donne au personnel médical une plus grande certitude quant à la mise en place adéquate du cathéter. L'aiguille nervurée spéciale améliore également la capacité de visualiser le retour chez les patients pour qui la ponction veineuse est plus difficile. Et comme SurFlash est fabriqué à partir de polyuréthane, qui est ferme à la température ambiante et plus souple à la température du corps, le confort du patient est amélioré, sans compromettre le respect de la technique appropriée.

Cathéters intraveineux en ETFE SURFLO® (grande photo)

Son aiguille de ponction à double-biseautage et son lubrifiant de qualité médicale facilitent la pénétration et permettent une insertion plus douce dans les tissus. La chambre de prévisualisation de l'embase transparente à prise sûre permet de confirmer que l'aiguille est insérée correctement. De plus, le cathéter souple à paroi mince et à grand diamètre interne assure un bon débit sanguin. Toutes ces caractéristiques combinées à un emballage inviolable et sécuritaire facile à manipuler établissent la grande valeur clinique des cathéters intraveineux SURFLO®

Emballage : 50 par boîte, 4 boîtes par carton (200)

Code de produit	Description
SR-OX1451CA	14G x 2 po
SR-OX1632CA	16G x 1 ¼ po
SR-OX1651CA	16G x 2 po
SR-OX1664CA	16G x 2 ½ po
SR-OX1832CA	18 G x 1 ¼ po
SR-OX1851CA	18G x 2 po
SR-OX1864CA	18G x 2 ½ po
SR-OX2025CA	20G x 1 po
SR-OX2032CA	20G x 1 ¼ po
SR-OX2051CA	20G x 2 po
SR-OX2225CA	22G x 1 po
SR-OX2419CA	24G x ¾ po

Cathéters intraveineux en polyuréthane SurFlash® (non illustré)

- Confirmation visuelle de la mise en place du cathéter pendant la ponction veineuse, qui s'effectue en un clin d'œil!
- Fabriqué à partir de polyuréthane extrêmement flexible, résistant aux plis et durable
- Donne au personnel médical une plus grande certitude quant à la mise en place du cathéter grâce à une caractéristique de retour unique
- Meilleure visualisation pendant les ponctions veineuses difficiles

Emballage : 50 par boîte, 4 boîtes par carton (200)

Code de produit	Description
SR*FF1451	14G x 2 po
SR*FF1651	16G x 2 po
SR*FF1664	16G x 2 ½ po
SR*FF1832	18 G x 1 ¼ po
SR*FF1851	18G x 2 po
SR*FF1864	18 G x 2 ½ po
SR*FF2025	20G x 1 po
SR*FF2032	20G x 1 ¼ po
SR*FF2051	20G x 2 po
SR*FF2225	22G x 1 po
SR*FF2419	24G x ¾ po

Ces produits ne contiennent aucune composante en latex de caoutchouc naturel.

Foire aux questions et soutien technique

Qui est le représentant de ma région?

Veillez communiquer avec nous par téléphone ou par courriel en indiquant votre adresse pour recevoir le nom du responsable de votre territoire local. Vous pouvez également consulter notre site Web au www.TerumoTMP.com pour de plus amples renseignements.

Comment puis-je obtenir des échantillons?

Veillez communiquer avec le responsable de votre territoire local ou visiter notre site Web pour demander des échantillons.

Comment puis-je commander des produits Terumo par l'intermédiaire d'un distributeur?

Veillez communiquer avec votre distributeur autorisé. Pour trouver un distributeur, visitez notre site au www.TerumoTMP.com/Support pour obtenir la liste des distributeurs autorisés de produits Terumo. Les distributeurs doivent appeler le service d'administration des clients pour toute question relative aux commandes et aux factures : 800-888-3786

Comment obtenir le prix des produits?

Vous devez vérifier les prix auprès de votre distributeur local, car nous vendons nos produits par des distributeurs autorisés.

Où êtes-vous situé?

Terumo Médicale Canada Inc.
10911, rue Keele
Unités 2-4
Vaughan, Ontario
L6A 5A6
Téléphone : 833-883-7866
Télécopieur : 647-715-5973
terumocanadacustomer.admin@terumomedical.com

Quelle est la durée de vie des produits Terumo?

Seringues et aiguilles standards et sécurisées : 5 ans
Cathéters intraveineux standards : 3 ans
Ensembles de prélèvement sanguin/perfusion standards et sécurisés : 3 ans

Quelle est la différence entre les cathéters intraveineux SurFlash® et Surflo®?

SurFlash est un cathéter intraveineux en polyuréthane qui permet la confirmation visuelle de la mise en place du cathéter grâce à sa caractéristique de retour unique. SURFLO est notre cathéter intraveineux en ETFE classique. Ces deux produits sont radio-opaques et ne contiennent aucune composante en latex de caoutchouc naturel.

www.TerumoTMP.com

RX SEULEMENT. Ce message s'adresse uniquement aux médecins, et non aux consommateurs. Consultez les étiquettes de produits et les notices à l'intérieur des emballages pour l'information complète sur les mises en garde, les précautions et les complications potentielles ainsi que pour les modes d'emploi. Les produits pourraient ne pas faire l'objet d'une approbation réglementaire dans tous les pays. Si vous avez des questions au sujet de la disponibilité des produits dans votre région, veuillez communiquer avec votre représentant local.

TERUMO et TERUMO sont des marques de commerce appartenant à Terumo Corporation, Tokyo, Japon et sont enregistrées auprès du U.S. Patent and Trademark Office. SURGUARD est une marque déposée appartenant à Terumo Medical Corporation, Somerset, NJ. SURFLO, SURSHIELD et VENJECT sont des marques déposées appartenant à Terumo Corporation, Tokyo, Japon et sont enregistrées auprès du U.S. Patent and Trademark Office. Approbation n° PM-03466